



Drendel + Zweiling
DIAMANT GmbH
Schürenbreder Weg 27
32689 Kalletal · Germany

fon: +49 (0) 5264 6579280
fax: +49 (0) 5264 6579284
info@drendel.com
www.drendel.com

Gebrauchsanweisung

Bitte unbedingt beachten und für späteren Gebrauch gut aufbewahren.

Instructions for use

Please read carefully and retain for future reference.

Conseils d'utilisation

A respecter scrupuleusement et garder cette copie pour une utilisation ultérieure.

Instrucciones de empleo

Leer detenidamente y guardar este ejemplar para uso más tarde.

Istruzioni d'uso

Si prega di leggere attentamente e conservare per un'eventuale consultazione.

© 1218.308587 – Rev 12/2018



Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden,
Do not use if package is damaged,
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé,
No utilizar si el embalaje está dañado,
Non usare se la confezione è danneggiata

Rx Only

Vorsicht: Gemäß der US-amerikanischen Bundesgesetzgebung darf dieses Gerät nur von einem Arzt oder auf Anordnung eines Arztes verkauft werden,
Caution: Federal law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician,
Attention: La législation fédérale (Etats-Unis) limite la vente de ce dispositif aux médecins ou aux personnes agissant sur leur ordre,
Precaución: La ley federal de EE.UU. restringe la venta de este dispositivo a un médico o a una orden facultativa,
Attenzione: La legge federale statunitense limita la vendita di questo dispositivo ai medici o su presentazione di prescrizione medica



max. Maximal zulässige Drehzahl,
Maximum permissible speed,
Vitesse maximale permisible,
Velocidad máxima permitida,
Numero di giri massimo consentito

DE

Gebrauchs- und Sicherheitshinweise für die Anwendung von sterilen rotierenden Instrumenten in der Medizintechnik

D+Z-Instrumente sind aus hochwertigen Materialien hergestellt. Sie werden unter größter Sorgfalt entwickelt, konstruiert und gefertigt. Nur ein sachgemäßer Gebrauch mit diesen Qualitätsinstrumenten ermöglicht beste Arbeitsergebnisse und eine lange Lebensdauer. Daher sind nachstehende Gebrauchs- und Sicherheitshinweise zu beachten und einzuhalten.

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Schädigungen an Geweben, zum vorzeitigen Verschleiß, zur Zerstörung der Instrumente und zu einer Gefährdung für den Anwender, den Patienten oder Dritter führen.

1. Sachgemäße Anwendung

- Rotierende Instrumente nur gemäß dieser Information und der Gebrauchsanweisungen der Chirurgie-Motorensysteme verwenden.
- Vor dem Gebrauch unbedingt darauf achten, dass die verwendeten Instrumente und die Verpackung in einem sterilen und technisch einwandfreien Zustand sind. Instrumente mit jeglicher Art von Beschädigungen sind generell nicht mehr einzusetzen.
- Instrumente mit Einspannmarkierungen (Strich oder Ring) müssen bis zur Versenkung der Markierung im Handstück eingespannt werden.
- Rotierende Instrumente bis zum Anschlag in das Handstück einspannen.
- Vor Inbetriebnahme den sicheren Sitz des Instruments prüfen.
- Die Instrumente nicht für die Bearbeitung von Metallen (z. B. Implantate) einsetzen. Berührungen mit Metall während des Einsatzes sind ebenfalls zu vermeiden.
- Craniotome sind nur mit entsprechendem Duraschutz einzusetzen.
- Für die UDI Rückverfolgbarkeit ist die Verpackung bei nicht direktmarkierten Artikeln aufzubewahren.

2. Indikation

D+Z-Instrumente sind zur Bearbeitung von Knochen, Haut, Weichgewebe und Zement entwickelt worden. Für die jeweils zu bearbeitenden Materialien stehen verschiedene Werkstoffe zur Verfügung:
- Dermabrasion: Instrumente mit diamantbelegtem Arbeitsteil
- Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie: Instrumente aus rostfreiem Stahl, Hartmetallinstrumente, Diamantinstrumente
- HNO-Chirurgie: Instrumente aus rostfreiem Stahl, Hartmetallinstrumente, Diamantinstrumente
- Neurochirurgie: Instrumente aus rostfreiem Stahl, Hartmetallinstrumente, Diamantinstrumente
Die Auswahl des jeweils benötigten Instrumentes obliegt dem Operateur.

3. Kontraindikation

Die Instrumente sind nicht zum Einsatz am ZNS (Gehirn und Rückenmark) geeignet.

4. Anpresskraft

Überhöhte Anpresskräfte sind zu vermeiden.
- Sie können bei schneidenden Instrumenten (Stahl- und Hartmetallinstrumente) zur Beschädigung des Arbeitsteils mit Schneidenausbrüchen führen. Gleichzeitig tritt eine erhöhte Wärmeentwicklung auf, wodurch die Gefahr einer thermischen Nekrose entsteht.
- Überhöhte Anpresskräfte können bei Schleifinstrumenten (Diamantinstrumente) zum Ausbrechen der Schleifkörper führen. Überhöhte Wärmeentwicklung kann die Folge sein.
- Im Extremfall kann auch ein Instrumentenbruch durch überhöhte Anpresskräfte nicht ausgeschlossen werden. Ein Hebeln oder Verkanten des Instrumentes während der OP ist unbedingt zu vermeiden.
Ein optimaler Materialabtrag findet bei einer Anpresskraft von ca. 2N statt. Das entspricht etwa dem Druck, der bei Verwendung eines manuellen Schreibgeräts aufgebracht wird.

5. Kühlung

Beim Einsatz rotierender Instrumente ist auf ausreichende Kühlung zu achten. Bei unzureichender Kühlung verschmieren die Instrumentenschneiden mit Spänen. Dadurch ergibt sich eine höhere Wärmeentwicklung, die im ungünstigsten Falle zu irreversiblen Knochenschädigungen (thermische Nekrosen) führt. Des Weiteren kann die Lebensdauer der Instrumente rapide abnehmen.

EN

Instructions for use and safety recommendations for the application of sterile rotary instruments in the medical field

D+Z instruments are made of high-grade materials. They are designed, constructed and produced with the utmost care. These quality instruments assure best working results and long service life provided they are used in the proper manner. Therefore, the following instructions for use and safety recommendations have to be observed. Improper use can lead to damage to the tissue, premature wear, destruction of the instruments and injury to the operator, patient or other persons.

1. Proper use

- Observe this information and the instructions for use for surgical motor systems when using rotary instruments.
- Before use, make absolutely sure that the instruments to be used and their packaging are in a sterile and technically sound condition. Discard any damaged instruments.
- Instruments with clamping marks (line or ring) have to be lowered into the hand-piece until the marks are no longer visible.
- Insert rotary instruments in the hand piece until the stop position is reached.
- Prior to operation, make sure that the instrument is securely locked.
- Do not use the instruments for working on metals (e.g. implants) and avoid any contact with metal during application.
- Craniotomes are to be used with corresponding dura guard only.
- To ensure traceability of the MD by means of a UDI, please make sure to keep the packaging of articles without direct marking.

2. Indication

D+Z instruments have been designed for working on bone, skin, soft tissue and cements. Instruments of adapted materials are available for each application.
- Dermabrasion:
instruments with diamond-coated working part
- Maxillo-facial surgery:
instruments made of stainless steel, tungsten carbide instruments, diamond instruments
- ENT surgery:
instruments made of stainless steel, tungsten carbide instruments, diamond instruments
- Neurosurgery:
stainless steel, carbide and diamond instruments
The surgeon is responsible for the selection of the appropriate instrument.

3. Contraindication

The instruments are not suited for use in the CNS (brain and spinal cord).

4. Contact pressure

Excessive contact pressure has to be avoided.
- It can lead to damage of the instruments' working part (steel and tungsten carbide instruments) as well as chipping of the blade. At the same time extreme heat is generated which increases the risk of thermal necrosis.
- Excessive contact pressure can lead to stripping of the abrasive grit of diamond instruments. Increased heat development will be the result.
- At the worst, fracture of the instrument can occur if excessive high contact pressure is applied. Jamming or leverage of the instrument must be avoided during operation. Optimal material reduction is assured at a contact pressure of approx. 2N. This can be compared with the pressure applied when writing with a fountain pen.

5. Cooling

When using rotary instruments sufficient cooling has to be supplied, otherwise the instrument blades will be clogged with chips which lead the to higher heat generation and at worst to irreversible damage to the bone (thermal necrosis). Moreover, service life of the instruments will be reduced.

6. Aussortieren stumpfer und beschädigter Instrumente

Die Instrumente mittels Lupe auf Stumpfung und Beschädigungen überprüfen. Dabei ist auf folgendes zu achten:

- ausgebrochene und stumpfe (glänzende, abgerundete) Schneiden
- blanke Stellen bei Diamantinstrumenten
- Beschädigungen am Schaft
- Verbogene bzw. nicht rund laufende Instrumente

Stumpfe und beschädigte Instrumente dürfen keinesfalls weiter verwendet werden. Bei Nichtbeachtung kann es zu Instrumentenbrüchen und Gefährdung von Patient und Anwender kommen!

7. Reinigung, Desinfektion, Sterilisation und Aufbewahrung

- Ein validiertes Aufbereitungsverfahren finden Sie unter "Instrumentenaufbereitung" auf www.drendel.com/!
- Das vorliegende Instrument ist steril verpackt und kann bei Nichtbeschädigung der Verpackung beim ersten Einsatz ohne Aufbereitung verwendet werden. Die Patientenetiketten sind bei erstmaligem Öffnen der Patientenakte, Krankenhausakte etc. hinzuzufügen. Für jede weitere Aufbereitung gewährleistet D+Z keine Sterilität.
- Die Bereitstellung der Instrumente sollte in hygienisch gewarteten Ständern, Schalen oder anderen geeigneten Behältnissen erfolgen. Entsprechendes gilt auch für sterilisierte Instrumente und Instrumente in Sterilgutverpackungen. Die Lagerung muss staub-, feuchtigkeits- und rekontaminationsgeschützt erfolgen.
- Nach der OP Blut-, Sekret-, Gewebe-, und Knochenrückstände sofort entfernen, nicht eintrocknen lassen! Angetrocknete Rückstände verursachen Korrosion. Besonders bei Hohlbohrern auf die Entfernung von Rückständen achten!
- D+Z-Instrumente können im Ultraschallbad gereinigt werden. Dabei ist jedoch darauf zu achten, dass die Instrumente sich nicht berühren. Andernfalls kann es zu Beschädigungen der Schneiden kommen.
- Es sind Desinfektions- und Reinigungsmittel mit Korrosionsschutz zu verwenden
- Der Kontakt mit H₂O₂ (Wasserstoffsuperoxid), chlorhaltigen Desinfektions- und Reinigungsmitteln sowie oxalsäurehaltigen Mitteln ist zu vermeiden. Bei Nichtbeachtung kann es zu Lochfraß und Korrosion kommen.
- Die Benutzungsweise, Einwirkdauer und Eignung von Desinfektions- und Reinigungssubstanzen für bestimmte Instrumentenarten sind den Angaben der Hersteller dieser Mittel zu entnehmen.
- Desinfektions- und Reinigungsmittel sind unmittelbar nach der Anwendung unter fließendem Wasser abzuspülen. Bei Nichtbeachtung kann es zu chemischen Reaktionen kommen, die Korrosion hervorrufen.
- Die Desinfektion von rotierenden Instrumenten kann mit einem Schonprogramm (z. B. Vario TD) im RDG erfolgen. Es sind Reinigungs- und Desinfektionsmittel anzuwenden, deren Materialverträglichkeit nachgewiesen wurde. Wir empfehlen deconex 28 AlkaOne (Fa. Borer Chemie).
- Die Sterilisation sollte im Dampfsterilisator erfolgen.
- Eine Temperatur über 180°C muss vermieden werden. Eine Überschreitung führt zum Verlust der Arbeitsteilhärte und somit zur Reduzierung der Standzeit.
- Bei der Desinfektion und Sterilisation ist unbedingt darauf zu achten, dass das gewählte Verfahren für das jeweilige Instrument geeignet ist. Eine Rücksendung von Instrumenten darf nur im sauberen, desinfizierten und sterilisiertem Zustand erfolgen.

8. Sicherheit und Haftung

- Für Einweginstrumente: Eine gefahrlose Anwendung kann bei erneuter Verwendung dieser Produkte nicht gewährleistet werden, da die Sicherheit der Produkte durch den Materialverschleiß nicht weiter gegeben ist.
- Der Anwender ist verpflichtet, das Produkt eigenverantwortlich vor dessen Einsatz auf die Eignung und die Verwendungsmöglichkeiten für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen.
- Die Anwendung der Instrumente untersteht der Verantwortung des Benutzers.
- Ein Mitverschulden des Anwenders führt bei verursachten Schäden zur Minderung oder gänzlichem Ausschluss der Haftung von D+Z. Dies ist insbesondere bei Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen oder Warnungen oder bei versehentlichem Fehlgebrauch durch den Anwender der Fall.

6. Elimination of blunt and damaged instruments

Examine instruments for bluntness and damage with magnifying glasses. Look for the following indications:

- blunt (rounded) blades and chipping
- blank spots on diamond instruments
- damage to the shank
- bent or "out of true" instruments

Do not reuse blunt or damaged instruments under any circumstances. This might lead to fracture of the instrument and risk of injury to the patient and the operator.

7. Cleaning, disinfection, sterilization and storage

- A validated reprocessing method is available on our web site www.drendel.com under "Instrument reprocessing".
- This instrument comes in sterile packaging and does not require processing prior to first use, provided that the sterile packaging is intact. Add patient labels to the patient/hospital record etc. when the sterile packaging is opened for the first time. D+Z regrets being unable to guarantee sterility once the instruments have undergone a reprocessing cycle.
- The instruments should be placed in hygienic br blocks, dishes or other suitable containers. The same applies to sterilized instruments and instruments in sterile packages. The instruments are to be stored in an environment free of dust and humidity guaranteeing no recontamination.
- After surgical operation, immediately remove blood, secretion, tissue and bone residues. Dried residues can cause corrosion.
Make sure that all residues are removed; this applies especially to hollow burrs.
- D+Z instruments can be cleaned in the ultrasonic bath. However, care should be taken that the instruments do not come in contact with each other; otherwise the blades can be damaged.
- It is recommended to use anticorrosive disinfection and cleaning agents.
- Contact with H₂O₂ (hydrogen peroxide), chlorous disinfection and cleaning agents as well as oxalic acids are to be avoided because these agents may lead to pitting and corrosion.
- For immersion time and suitability of disinfection and cleaning substances for specific instrument types see instructions for use of the manufacturer of these agents.
- Disinfection and cleaning agents must be rinsed off thoroughly under running water immediately after use; otherwise corrosion can occur due to chemical reactions.
- Disinfection of rotary instruments can be carried out in the gentle cycle (e.g. Vario TD) of the washer/disinfector. Use cleaning and disinfection agents with approved material compatibility. We recommend deconex 28 AlkaOne (co. Borer Chemie).
- Sterilization should take place in the steam sterilizer.
- A temperature above 180°C has to be avoided. Exceeding this temperature would result in loss of hardness of the working part and thus reduction of service life.
- Make sure that each selected disinfection and sterilization method is suitable for the specific instruments. The instruments may only be returned in clean, disinfected and sterilized condition.

8. Safety and liability

- For disposable instruments: Due to the wear of the material, a safe and risk-free reuse of the product cannot be guaranteed.
- The user is responsible to check the product prior to use whether it is suitable for the intended purpose.
- The user is responsible for the application of the instruments.
- In case of contributory negligence by the user, D+Z partially or totally declines liability for all resulting damages, particularly if these are due to non-observance of our recommendations for use or warnings as well as inadvertent misuse by the user.

Conseils d'utilisation et de sécurité des instruments rotatifs stériles dans le domaine médical

Les instruments rotatifs D+Z sont issus de matériaux de très haute qualité et sont développés et usinés avec précision. L'utilisation appropriée de ces instruments de qualité procure d'excellents résultats et une meilleure longévité. C'est la raison pour laquelle les conseils d'utilisation et de sécurité suivants sont à respecter scrupuleusement. Une utilisation incorrecte peut conduire à l'endommagement des tissus, à l'usure prématurée, à la détérioration des instruments et peut constituer un danger pour l'utilisateur, le patient ou une tierce personne.

1. Utilisation appropriée

- Utiliser les instruments rotatifs selon cette information ainsi que les conseils d'utilisation des systèmes de moteurs chirurgicaux.
- Avant la première utilisation, veiller à ce que les instruments utilisés et leur emballage soient en condition stérile et en parfait état de fonctionnement. Éliminer les instruments endommagés.
- Les instruments avec reperes de serrage (trait ou bague) doivent être inseres dans la piece-a-main jusqu'à ce que Les reperes ne soient plus visibles.
- Insérer les instruments rotatifs dans la pièce à main jusqu'à la butée d'arrêt.
- Avant de la mise en marche, veiller à une parfaite fixation des instruments.
- Les instruments ne sont pas adaptés pour le métal (p. ex. implants). Éviter également tout contact avec métal pendant l'utilisation.
- Les craniotomes doivent être utilisés avec une protection de la dure-mère correspondant.
- Pour assurer la traçabilité du dispositif à l'aide de l'UDI (Identification Unique des DM), prière de garder l'emballage des articles sans marquage direct.

2. Indications

Les instruments D+Z ont été conçus pour travailler l'os, la peau, les tissus mous et le ciment. Sont à votre disposition différents instruments selon la matière à travailler :

- Dermabrasion : Instruments avec partie travaillante diamantée
- Chirurgie maxillo-faciale : Instruments en acier inoxydable, instruments en carbure de Tungstène, instruments diamantés
- Chirurgie ORL : Instruments en acier inoxydable, instruments en carbure de Tungstène, instruments diamantés
- Neurochirurgie : Instruments en acier inoxydable, instruments en carbure de Tungstène, instruments diamantés
Le choix de l'instrument adapté est à la charge du chirurgien.

3. Contre-indication

Les instruments ne sont pas adaptés à l'utilisation sur le SNC (cerveau et moelle épinière).

4. Pression de travail

Éviter absolument les pressions de travail trop importantes.
- Risque d'endommager la partie travaillante des instruments à lames (instruments en acier et carbure de Tungstène), en les ébréchant.
De plus, cela provoque un échauffement plus élevé entraînant une nécrose thermique.
- Pour les instruments diamantés, une pression de travail trop importante risque d'endommager les cristaux de diamant ou de détériorer l'instrument, et de créer ainsi un échauffement trop important.
- Dans des cas extrêmes, l'instrument peut même se fracturer en raison des pressions de travail trop importantes. Éviter de coincer ou de tordre les instruments au cours de l'opération.
- Le retrait optimal de matériau est réalisé avec une pression de travail de 2N. Cela correspond à la pression utilisée si l'on écrit avec un stylo à plume.

5. Refroidissement

Au cours de l'utilisation des instruments rotatifs assurer un refroidissement suffisant. Un refroidissement insuffisant conduit à l'ecrasement des lames avec des débris. Cela contribue à un échauffement trop important et, dans le cas extrême, à une détérioration irréversible de l'os (nécrose thermique). En même temps, la longévité des instruments est fortement réduite.

ES

Instrucciones y recomendaciones de seguridad para la utilización de instrumentos rotatorios estériles en la técnica médica

Los instrumentos D+Z se producen con materiales de primera calidad. Se desarrollan, se fabrican y se terminan con el mayor cuidado. Sólo el uso correcto de estos instrumentos de calidad garantiza resultados excelentes y una máxima duración. Por ello deben observarse las instrucciones de empleo y las siguientes recomendaciones de seguridad. Un uso inadecuado puede ocasionar daños en los tejidos, desgaste prematuro o rotura del instrumento, y exponer al usuario, al paciente o a un tercero al peligro.

1. Empleo apropiado

- Utilizar los instrumentos rotatorios sólo como se indica en esta información y en las instrucciones de empleo de los sistemas de motores quirúrgicos.
- Antes del primer uso, asegurarse de que los instrumentos y su embalaje estén estériles y en perfecto estado técnico. Los instrumentos dañados deben descartarse.
- Los instrumentos con marcaciones de sujecion (raya o anillo) tienen que insertarse en la pieza de mano hasta que las marcaciones ya no sean visibles.
- Insertar los instrumentos rotatorios en la pieza a mano hasta el tope.
- Antes de la puesta en marcha, asegurarse de que el instrumento esté perfectamente ajustado.
- Los instrumentos no deben utilizarse para trabajar metales (p. ej. implants). Evitar también todo contacto con metal durante la utilización.
- Los craniótomos sólo deben utilizarse con una protección de la duramadre correspondiente.
- Para garantizar el seguimiento del dispositivo por medio de UDI (Identificación Única de Dispositivos), asegúrese de guardar el embalaje de artículos sin marcado directo.

2. Indicaciones

Los instrumentos D+Z se han desarrollado para trabajar hueso, piel, tejidos blandos y cemento. Según el tipo de tejido a tratar hay diferentes materiales operativos, como ser:
- Dermobrasión: instrumentos con parte operativa recubierta con granos de diamante
- Cirugía maxilofacial: instrumentos de acero inoxidable, instrumentos de carburo de tungsteno, instrumentos de diamante.
- Cirugía ORL: instrumentos de acero inoxidable, instrumentos de carburo de tungsteno, instrumentos de diamante.
- Neurocirugía: instrumentos de acero inoxidable, instrumentos de carburo de tungsteno, instrumentos de diamante.
La selección del instrumento adecuado corresponde al operador.

3. Contraindicación

Los instrumentos no son apropiados para el uso en el SNC (cerebro y médula espinal).

4. Presión de contacto

Evite siempre presiones elevadas al efectuar contacto, pues:
- En instrumentos cortantes (de acero y carburo de tungsteno) se puede dañar la parte operativa y ocasionar rotura de los filós. Al mismo tiempo se presenta una extrema generación de calor.
- Una presión de contacto elevada con instrumentos abrasivos (instrumentos de diamante) pueden causar desprendimiento de los granos abrasivos, generando extremado calor (riesgo de necrosis térmica).
- En casos extremos no se puede descartar la fractura del instrumento debido a una presión elevada. Debe evitarse a toda costa ladear o efectuar palanca durante la operación.
El desgaste óptimo se consigue con una presión de contacto de 2N. Esto corresponde a la presión efectuada escribiendo con una estilográfica o pluma fuente.

5. Refrigeración

Para la utilización de instrumentos rotatorios debe mantenerse suficiente refrigeración. Una refrigeración insuficiente puede provocar un « empastado » de los filós. Esto resulta en un recalentamiento elevado y en daños irreversibles al hueso (necrosis térmica). Asimismo, se reduce considerablemente la duración del instrumento.

IT

Avvertenze d’uso e di sicurezza per l'utilizzo di strumenti rotanti sterili nella tecnica medicale

Gli strumenti D+Z sono prodotti in materiali di alto valore; essi vengono sviluppati, costruiti e fabbricati con il massimo della cura. Solo un impiego appropriato di questi strumenti di qualità consente di ottenere i migliori risultati operativi ed una lunga durata. Per questo motivo si devono osservare e rispettare le seguenti avvertenze d'uso e di sicurezza. Un impiego inappropriato può comportare danni ai tessuti, un'usura anticipata, la distruzione degli strumenti ed un pericolo per l'operatore, il paziente o terze persone.

1. Impiego appropriato

- Utilizzare gli strumenti rotanti solo in maniera conforme a questa informazione e alle avvertenze d'uso dei manipoli chirurgici.
- Prima di procedere all'utilizzo è assolutamente necessario assicurarsi che gli strumenti utilizzati e la confezione risultino sterili e perfetti dal punto di vista tecnico. Di norma gli strumenti che presentano qualsiasi tipologia di danno non devono più essere utilizzati.
- Gli strumenti con marcature di serraggio (barra o anello) devono essere inseriti nel manipolo fino a che le marcature non siano piu visibili.
- Inserare gli strumenti rotanti nella pinza di tenuta del manipolo fino all'arresto.
- Prima della funzione controllare che lo strumento sia posizionato in tutta sicurezza.
- Non impiegare gli strumenti per la lavorazione di metalli (per es. impianti). Evitare ugualmente tutto contatto con metallo durante l'utilizzazione.
- I craniotomi devono essere utilizzati con una protezione della dura madre corrispondente.
- Per garantire la tracciabilità del dispositivo a mezzo dell'UDI (Identificazione Unica del dispositivo), è necessario conservare l'imballo di articoli senza marcatura diretta.

2. Indicazioni

Gli strumenti D+Z sono stati ideati per la lavorazione di osso, derma, tessuti molli, e cemento. Ci sono a disposizione differenti materiali operativi per la lavorazione dei vari materiali:
- Dermoabrasione: strumenti con parte operativa ricoperta di diamante
- Chirurgia oro-maxillo-facciale: strumenti in acciaio inossidabile, strumenti in carburo di tungsteno, strumenti diamantati
- Chirurgia ORL: strumenti in acciaio inossidabile, strumenti in carburo di tungsteno, strumenti diamantati
- Neurochirurgia: strumenti in acciaio inossidabile, strumenti in carburo di tungsteno, strumenti diamantati
La scelta dello strumento di volta in volta necessario spetta all'operatore.

3. Controindicazione

Gli strumenti non sono adatti ad essere utilizzati nel SNC (cervello e midollo spinale).

4. Pressione operativa

Evitare pressioni operative eccessive.
- Nel caso di strumenti taglienti (strumenti in acciaio e carburo di tungsteno) si possono avere danneggiamenti alla parte operativa con scheggiatura delle taglienti. Contemporaneamente si presenta un elevato sviluppo di calore per il quale si può incorrere nel rischio di necrosi termica.
- Pressioni operative eccessive possono comportare il distacco dei grani negli strumenti abrasivi (strumenti diamantati). La conseguenza può essere un eccessivo sviluppo di calore.
- In casi estremi non si può escludere anche una rottura dello strumento dovuta a pressioni operative esagerate. Evitare azioni di leva o di spigolo durante l'operazione.
Un'asportazione ottimale di materiale avviene ad una pressione operativa di circa 2 N, che corrisponde quasi alla pressione esercitata su di una penna quando si scrive.

5. Raffreddamento

Nell'impiego di strumenti rotanti si deve prestare attenzione ad avere un raffreddamento soddisfacente. In caso di raffreddamento insufficiente le lame dello strumento si impastano con i trucioli, per cui si ottiene un forte sviluppo di calore che può condurre nel peggiore dei casi a danni ossei irreversibili (necrosi termiche). Inoltre la durata degli strumenti può ridursi molto rapidamente.

6. Retrait des instruments émoussés

S'assurer à l'aide d'une loupe que les instruments ne soient pas émoussés ou endommagés. Faire spécialement attention aux :
- lames ébréchées et émoussés (lames à bords arrondies)
- zones dédiamantées
- tiges endommagées
- instruments tordus et excentriques
Les instruments émoussées et endommagés ne doivent en aucun cas être utilisés.
Le non respect de cette procédure peut entraîner la fracture de l'instrument et constitue un risque élevé pour le patient et le chirurgien.

7. Nettoyage, désinfection, stérilisation, stockage

- Une méthode de préparation validée peut être téléchargée de notre site Web www.drendel.com dans la rubrique « Préparation des instruments ».
- L'instrument est livré sous emballage stérile sans nécessité d'être traité avant la première utilisation, à condition que l'emballage stérile soit intact. Ajouter les étiquettes patient au dossier patient/dossier de l'hôpital lors de la première ouverture de l'emballage stérile.
D+Z ne garantit pas la stérilité si les instruments ont subi un retraitement.
- Le stockage des instruments doit se faire sur des supports, plateaux ou autres réceptacles stérilisés. Cela s'applique aussi aux instruments stérilisés et instruments sous emballage stérile. Le stockage doit se faire à l'abri de la poussière et de l'humidité et protégé de toute contamination.
- Immédiatement après l'opération, enlever les résidus de sang, tissu et os parce que les résidus séchés provoquent une corrosion. Veiller spécialement au retrait des débris des fraises perforées.
- Les instruments D+Z peuvent être nettoyés dans les ultrasons en évitant que les instruments ne se touchent les uns aux autres. En effet, les lames des instruments peuvent être endommagées.
- Utiliser des nettoyants et désinfectants anti-corrosifs.
- Éviter tout contact avec l'eau oxygénée, les nettoyants et désinfectants chlorés ainsi que des produits contenant des acides oxaliques. Le non-respect entraîne la corrosion des instruments.
- Respecter les indications du fabricant des produits de désinfection et de nettoyage, relatives au mode d'emploi, au temps d'immersion et de compatibilité.
- Immédiatement après la désinfection et le nettoyage, rincer les instruments à l'eau courante. En effet des réactions chimiques peuvent apparaître et entraîner la corrosion.
- La désinfection des instruments rotatifs peut s'effectuer avec le cycle en doux (p. ex. Vario TD) du laveur/désinfecteur. Utilisez des agents de nettoyage et désinfectants avec compatibilité de matériau approuvée. Nous recommandons deconex 28 Alka-One (Sté. Borer Chemie).
- La stérilisation doit s'effectuer à vapeur.
- Ne pas dépasser 180°C, cela entraînerai une perte de dureté de la partie travaillante ainsi qu'une longévité moindre.

Veiller à utiliser une procédure de désinfection et de stérilisation qui soit adaptée au type d'instrument. Les instruments ne doivent être retournés qu'après avoir été nettoyés, désinfectés et stérilisés.

8. Sécurité et responsabilité

- Pour instruments à usage unique : En raison de l'usure du matériau, la sécurité de l'instrument n'est pas assurée en cas de réutilisation.
- Le contrôle de l'instrument et sa vérification par rapport à l'application spécifique est sous la responsabilité de l'utilisateur.
- L'utilisation des instruments est sous la responsabilité du chirurgien.
- Une négligence de la part l'utilisateur entraînant des dommages, spécialement si ceux-ci sont causés par le non-respect de nos recommandations d'utilisation ou avertissements ou par un mauvais usage involontaire, conduit à la réduction ou à l'exclusion totale de la responsabilité de la part de D+Z.

6. Selección de instrumentos desgastados y dañados

Controlar con lupa si hay defectos o si el instrumento ha perdido su corte. Prestar atención a:
- filos rotos o desiguales (brillantes o redondeados)
- en instrumentos diamantados, zonas sin recubrimiento
- vástagos dañados
- instrumentos torcidos o que no giran correctamente
Los instrumentos desgastados o dañados no pueden ser utilizados bajo ningún concepto. De no atender esta advertencia, es posible que haya rotura del instrumento y daños al paciente y al operador.

7. Limpieza, Desinfección, esterilización y almacenaje

- Un método de preparación validado puede ser descargado de nuestro sitio Web www.drendel.com en « Preparación de instrumentos ».
- El instrumento se entrega en embalaje estéril y – siempre y cuando el embalaje estéril esté intacto – no es necesario acondicionarlo previo a su uso. Las etiquetas del paciente deben agregarse a la ficha del paciente o del hospital al abrir el embalaje estéril por la primera vez. D+Z declina toda responsabilidad por la esterilidad de los instrumentos para preparaciones posteriores.
- Hasta utilizarlos por primera vez, guardarlos en su embalaje original a temperatura ambiente, protegidos del polvo y de la humedad.
- La preparación de los instrumentos debería llevarse a cabo en bandejas, freseros u otro tipo de recipientes en buenas condiciones higiénicas. Lo mismo vale para instrumentos estériles e instrumentos en embalajes estériles. El almacenaje debe realizarse en condiciones libres de polvo, humedad y recontaminación.
- Después de la operación, deben removerse inmediatamente los residuos de sangre, secreciones, tejidos y hueso. No permitir que se sequen ! Los residuos secos originan corrosión. Esta indicación debe respetarse especialmente en instrumentos tubulares !
- Los instrumentos D+Z pueden limpiarse mediante ultrasonido. Debe tenerse en cuenta sin embargo que los instrumentos no se toquen entre sí. De otro modo, pueden dañarse los filós.
- Deben utilizarse líquidos de desinfección y limpieza con protección anticorrosiva.
- Debe evitarse el contacto con H₂O₂ (agua oxigenada), con desinfectantes y líquidos de limpieza que contengan cloro o ácido oxálico. Si no se respetan estas indicaciones, puede presentarse corrosión y/o agujeros en los instrumentos.
- La forma de uso, duración de la inmersión y adecuación de los líquidos de limpieza y desinfección para cada tipo de instrumento dependen de las instrucciones del fabricante de los mismos.
- Los líquidos de desinfección y limpieza deben enjuagarse inmediatamente después del uso bajo agua corriente. De no respetar esta indicación, pueden generarse reacciones químicas que generen corrosión posterior.
- La desinfección de los instrumentos rotatorios puede efectuarse en el ciclo delicado (p. ej. Vario TD) de la máquina de limpieza/desinfección. Deben usarse agentes de limpieza y de desinfección con compatibilidad de material comprobado. Nosotros recomendamos deconex 28 Alka One (de la empresa Borer Chemie).
- La esterilización debe efectuarse por vapor.
- Deben evitarse temperaturas sobre 180°C. Sobrepararlas puede generar pérdida de fortaleza en la parte activa de los instrumentos, así como reducción de la vida útil.
Durante la desinfección y la esterilización debe prestarse especial atención de que el procedimiento seleccionado sea el adecuado para el instrumento en cuestión. Los instrumentos sólo deben devolverse en estado limpio, desinfectado y esterilizado.

8. Seguridad y responsabilidad

- Para instrumentos de uso único: A causa del desgaste del material, no puede garantizarse una reutilización segura y sin riesgos.
- El operador está obligado y es el único responsable de revisar - antes de su aplicación - que el producto sea el adecuado (en todo sentido) para el uso previsto.
- El uso de los instrumentos es responsabilidad del operador.
- Una negligencia del operador generará, en caso de daños provocados por parte del mismo, una reducción o la exclusión completa de responsabilidades por parte de D+Z. Este será especialmente el caso si no se observaron nuestras recomendaciones de uso o las advertencias, o en caso de uso incorrecto involuntario.

6. Eliminazione di strumenti danneggiati e senza filo

Controllare gli strumenti tramite una lente di ingrandimento per verificare lo stato della tagliente ed eventuali danni. Prestare attenzione soprattutto a:
- taglienti scheggiate e senza filo (zone brillanti o arrotondate)
- zone vuote su strumenti diamantati
- danneggiamenti del gambo
- strumenti piegati o che non girano in modo coassiale
Strumenti senza filo e danneggiati non devono essere riutilizzati in nessun caso. Il non rispetto di queste regole può comportare la rottura degli strumenti e pericoli per paziente ed utilizzatore!

7. Pulizia, disinfezione, sterilizzazione e stoccaggio

- Un metodo per la preparazione validata può essere scaricato dal nostro sito Internet www.drendel.com nella rubrica « Preparazione di strumenti ».
- Il presente strumento è stato confezionato sterile; se la confezione non presenta nessun danno è possibile procedere al primo utilizzo senza bisogno di ulteriori preparazioni. Unitamente alla prima apertura è necessario aggiungere le etichette per il paziente alla documentazione di quest'ultimo, alla documentazione dell'ospedale ecc. D+Z non garantisce la sterilità in caso di ulteriori preparazioni.
- L'immagazzinamento di strumenti rotanti dovrebbe avvenire in portafrese, bacinelle o altri contenitori idonei mantenuti in stato di igiene. Lo stesso vale anche per strumenti sterilizzati e strumenti in imballi sterili. Lo stoccaggio deve avvenire al riparo da polvere, umidità e con protezione da eventuali ricontaminazioni.
- Dopo l'intervento chirurgico si devono rimuovere subito senza lasciarli seccare i resti di sangue, secrezione, tessuto e osso! I residui seccchi causano corrosione. Prestare attenzione alla rimozione di residui dalle frese internamente cave!
- Gli strumenti D+Z si possono pulire nel bagno ad ultrasuoni, prestando attenzione che gli strumenti non si tocchino l'un l'altro, altrimenti si possono avere danneggiamenti alle lame taglienti.
- Utilizzare soluzioni disinfettanti e di pulizia con protezione antiossid.
- Evitare il contatto con H₂O₂ (perossido di idrogeno), con soluzioni disinfettanti e di pulizia contenenti cloro o acidi ossalici. Il non rispetto di queste norme può portare a fenomeni corrosivi e di formazione di ruggine.
- La modalità di impiego, il tempo di azione e l'idoneità delle sostanze di pulizia e disinfezione per determinati tipi di strumenti si devono ricavare dalle istruzioni delle ditte produttrici.
- Le soluzioni di disinfezione e di pulizia devono essere risciacquate subito dopo l'utilizzo sotto acqua corrente.

Il non rispetto di questa avvertenza può portare a reazioni chimiche favorenti la corrosione.
- La disinfezione degli strumenti rotanti può avvenire nel ciclo delicato (p. es. Vario TD) del lavastrumenti/disinfettante. Si devono utilizzare degli agenti di pulizia e disinfezione con compatibilità del materiale provata. Noi raccomandiamo deconex 28 Alka One (della ditta Borer Chemie).
- La sterilizzazione deve effettuarsi a vapore.
- Evitare di superare temperature superiori ai 180° gradi centigradi. Il superamento di questi valori comporta la perdita della durezza della parte operativa e quindi la diminuzione della durata utile. Nella disinfezione e sterilizzazione si deve assolutamente prestare attenzione che il procedimento prescelto vada effettivamente bene. Gli strumenti solo devono essere rinviati in condizione pulita, disinfettata e sterilizzata.

8. Sicurezza e responsabilità

- Per strumenti monouso: A causa dell'usura del materiale, la sicurezza del prodotto non è più data e un riutilizzo sicuro e senza rischi non può essere garantito.
- L'operatore è tenuto a controllare il prodotto sotto la propria responsabilità prima dell'impiego riguardo alle possibilità di utilizzo per gli scopi previsti.
- L'utilizzo degli strumenti sottostà alla responsabilità dell'utilizzatore.
- Un concorso di colpa dell'utilizzatore comporta, in presenza di danni causati da questi, la riduzione o la totale esclusione della responsabilità della D+Z. Questo vale in particolare nel caso di inosservanza delle istruzioni per l'uso o degli avvisi o ancora di uso sbagliato involontario da parte dell'utilizzatore.