



Two-step spiral polishers for polishing composites

Roue spirale de polissage pour le polissage des composites en deux étapes

EN

The two new spiral polishing wheels P9480M/F provided by D+Z are intended for polishing composite fillings after shaping with finishing instruments. They create a natural looking high shine finish in just two polishing steps.

- Step 1: Pre-polish with the dark grey polishing wheel P9480M
- Step 2: High-shine finish with the light grey polishing wheel P9480F

Thanks to their special shape, these spiral polishing wheels are highly flexible and can, therefore, be used universally. The polishers adapt to different surface structures so that all areas are reached with ease: occlusal, incisal, labial, buccal, lingual, proximal.

These polishing wheels are intended for single use and are unsuitable for reprocessing.

Advantages:

- Flexible spiral shape with 22 lamellae
- High shine in just two steps
- Integrated diamond abrasive particles
- Suitable for all current composites

Recommendations for use:

- Pre-polishing: dark grey
- High-shine polishing: light grey
- To be used in the micromotor without polishing paste
- Optimum speed: \varnothing_{opt} 6,000 rpm
- Apply cooling agent
- Apply minimum contract pressure. The lamellae should not be pressed together completely
- Single-use product

FR

Après la mise en forme de votre restauration composite avec des instruments à finir, les nouvelles roues spirales P9480M/F proposées par D+Z sont destinées au polissage des obturations en composite. Elles créent des surfaces brillantes en seulement deux étapes de polissage.

- Etape 1 : Pré-polissage avec la roue spirale de polissage P9480M
- Etape 2 : Brillantage avec la roue spirale de polissage P9480F

Grâce à leur forme spéciale, ces polissoirs sont particulièrement flexibles et peuvent être utilisés universellement. Ils s'adaptent parfaitement à toute structure de surface et sont capables d'atteindre toutes les surfaces : occlusales, incisales, labiales, buccales, linguales, proximales.

Les polissoirs sont à usage unique et ils ne sont pas prévus pour le retraitement.

Advantages:

- Flexible spiral shape with 22 lamellae
- Brillantage en seulement deux étapes
- Avec particules abrasifs de diamant intégrés
- Appropriés pour tous les composites courants

Conseils d'utilisation:

- Pré-polissage : gris foncé
- Brillantage : gris clair
- Utiliser sur micromoteur sans pâte à polir
- Vitesse optimale : \varnothing_{opt} 6.000 t/min
- Utiliser un agent de refroidissement
- Appliquer une faible pression de contact pour éviter que les lamelles ne soient pas compressées complètement
- Produit à usage unique



P 9480M
P 9480F



REF	P9480M	
ISO	... 204 ...	130
	P9480F	
	... 204 ...	130

\varnothing opt. 6 000 – max. 15 000 min⁻¹

®

Drendel + Zweiling
DIAMANT GmbH
Schürenbreder Weg 27
32689 Kalletal · Germany
fon: +49 (0) 5264 6579280
fax: +49 (0) 5264 6579284
info@drendel.com
www.drendel.com

© D+Z · Germany · 02/19/419508V0

