



## CB 255 A

### Fraise à os en carbure de Tungstène



#### Précision en chirurgie maxillo-faciale – fraise à os en Carbure de Tungstène CB255A

D+Z vous propose une gamme connue d'instruments rotatifs pour les soins de chirurgie maxillo-faciale en cabinet dentaire – de la fraise boule classique à la fraise à os à denture croisée, en passant par la fraise de Lindemann. La fraise CB255A est l'innovation la plus récente de notre gamme pour la chirurgie.

Sa géométrie de lames spéciale rend possible une préparation conservatrice de l'os. Grâce à sa capacité de coupe très efficace, cet instrument est approprié pour couper du tissu osseux et de la substance dentaire dure, spécialement les racines.

#### CB255A – Indication

- Retrait et séparation des dents de sagesse persistantes
- Préparation de l'os ou d'un couvercle osseux
- Résection apicale

#### Avantages des produits et conseils d'utilisation:

Les fraises en carbure (CB) de D+Z préservent le tissu, avec leurs lames sécantes, vous permettent de travailler à une vitesse de 80 000 t/min., avec peu de pression et de manière précise et sûre.

Bien que tous les instruments soient stérilisables en autoclave, il est préférable de ne pas utiliser des agents trop agressifs pour la désinfection (pH recommandé de 9,5 à 10,5) et de ne pas laisser les instruments trop longtemps dans la solution. Cela risquerait d'endommager l'instrument de manière irréversible et donc de réduire considérablement sa durée de vie.

Les instruments D+Z réunissent les conditions idéales pour un bon résultat clinique et permettent de réaliser de fortes économies.



#### CB255A

REF	CB255A
ISO	500.314.XXX.298... 012
ISO	500.316.XXX.298... 012

**Drendel + Zweiling**  
DIAMANT GmbH  
Schürenbreder Weg 27  
32689 Kalletal · Germany

fon: +49 (0) 5264 6579280  
fax: +49 (0) 5264 6579284  
info@drendel.com  
www.drendel.com

