



# Diamantstreifen

## Diamond Finishing Strips



### Diamantstreifen zur Bearbeitung interdentaler Bereiche

#### Diamond Finishing Strips for working on the interdental regions

#### Diamantstreifen

- Einseitige Belegung
- Zur Gestaltung der interdentalen Bereiche bei jeder Füllungstherapie
- Entfernung approximaler Überschüsse von Füllungen
- Einsetzbar bei Composites, Kunststoffen, Glasionomercementen, Amalgam, usw.
- Entfernen von Zementüberschüssen nach dem Zementieren von Inlays
- Sterilisationsgeeignet und daher wieder verwendbar

#### Diamond Finishing Strips

- Single sided
- For contouring the interdental regions of any type of filling
- Removing excess material from the proximal regions of filling
- For use on composites, acrylics, glass ionomer cements and amalgam, etc.
- Removing excess cement after placing inlays, onlays, and laminate veneers
- Sterilizable and re-usable

### SD25F SD25M SD25G



Bmm 2,5


REF	SD 25 F	SD 25 M	SD 25 G
Körnung · Grit	fein · fine	mittel · medium	grob · coarse
Stärke · Thickness	0,08 mm	0,10 mm	0,13 mm
Länge · Length	148 mm	148 mm	148 mm

### SD37F SD37M SD37G



Bmm 3,7

REF	SD 37 F	SD 37 M	SD 37 G
Körnung · Grit	fein · fine	mittel · medium	grob · coarse
Stärke · Thickness	0,08 mm	0,10 mm	0,13 mm
Länge · Length	148 mm	148 mm	148 mm



**Drendel + Zweiling**  
DIAMANT GmbH  
Schürenbreder Weg 27  
32689 Kalletal · Germany

fon: +49 (0) 5264 6579280  
fax: +49 (0) 5264 6579284  
info@drendel.com  
www.drendel.com