



Strips diamantés Diamond Finishing Strips

Strips diamantés pour le façonnage des régions interdentaires Diamond Finishing Strips for working on the interdental regions

Strips diamantés

- Revêtement monoface
- Pour le façonnage des régions interdentaires pour tout type d'obturation
- Retrait des matériaux d'obturation excédentaires interproximaux
- Appropriés pour les composites, les résines, le ciment verre ionomère, les amalgames etc.
- Retrait des excédents de ciment après le positionnement des inlays
- Adaptés à la stérilisation et à la réutilisation

Diamond Finishing Strips

- Single sided
- For contouring the interdental regions of any type of filling
- Removing excess material from the proximal regions of fillings
- For use on composites, acrylics, glass ionomer cements and amalgam, etc.
- Removing excess cement after placing inlays, onlays, and laminate veneers
- Sterilizable and re-usable

SD 25 F SD 25 M SD 25 G



Bmm 2,5

REF	SD 25 F	SD 25 M	SD 25 G
Granulométrie · Grit	fine · fine	moyenne · medium	grosse · coarse
Epaisseur · Thickness	0,08 mm	0,10 mm	0,13 mm
Longuer · Length	148 mm	148 mm	148 mm

SD 37 F SD 37 M SD 37 G



Bmm 3,7

REF	SD 37 F	SD 37 M	SD 37 G
Granulométrie · Grit	fine · fine	moyenne · medium	grosse · coarse
Epaisseur · Thickness	0,08 mm	0,10 mm	0,13 mm
Longuer · Length	148 mm	148 mm	148 mm

Drendel + Zweiling
DIAMANT GmbH
Schürenbreder Weg 27
32689 Kalletal · Germany

fon: +49 (0) 5264 6579280
fax: +49 (0) 5264 6579284
info@drendel.com
www.drendel.com

